

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pmlポリクローナル抗体 - P29590

商品番号: CM0024152



前書き

ヒトPMLタンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。PMLは、腫瘍抑制、アポトーシス、および抗ウイルス防御に関与する核小体の足場タンパク質です。IVD研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PML Rabbit pAb
備考/別名	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; PML
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5371
GeneID	5371
免疫原	ヒトPML (NP_150241.2) のアミノ酸571-611に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29590
タンパク質分子量	98kDa
配送	アイスバッグ