

Anti-Pml+Rara ウサギポリクローナル抗体（If/IccおよびElisa用） - P29590 / P10276

商品番号: CM0020099



前書き

PML-RARA融合タンパク質（タイプL APL）を標的とするポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルでIF/ICCおよびELISAについて検証済みです。APL白血病の研究および診断アッセイの開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PML+RARA Rabbit pAb
備考/別名	PML/RARA; Type L APL
種	ヒト (Human)
GeneID	5371/5914
免疫原	ヒトPML+RARA (NP_150241.2/NP_000955.1) のアミノ酸500-600/1-100に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), ラット (Rat)
SWISS	P29590/P10276
タンパク質分子量	47-48kDa/62-97kDa/39kDa/50kDa
配送	アイスバッグ