


Anti-Pmm2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15305

商品番号: CM0025400



前書き

ヒトPMM2（ホスホマンノムターゼ2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。糖原病の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMM2 Rabbit pAb
備考/別名	PMI; CDG1; CDGS; PMII; CDG1a; PMM 2; PMM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5373
GeneID	5373
免疫原	ヒトPMM2（NP_000294.1）のアミノ酸1-246に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15305
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋