


Wb、If/Icc、Elisa用抗Pmp70/Abcd3モノクローナル抗体 - P28288

商品番号: CM0011901



前書き

ヒトPMP70/ABCD3（P28288）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。ペルオキシソームにおける脂肪酸輸送およびβ酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMP70/ABCD3 ウサギmAb
備考／別名	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5825
遺伝子ID	5825
免疫原	ヒトPMP70/ABCD3（P28288）のアミノ酸560～659に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28288
タンパク質分子量	75kDa
配送	保冷バッグ