


Anti-Pmp70/Abcd3 Rabbit Polyclonal Antibody - P28288

商品番号: CM0023376



前書き

PMP70/ABCD3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのペルオキシソーム脂肪酸輸送および代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMP70/ABCD3 Rabbit pAb
備考/別名	ZWS2; ABC43; CBAS5; PMP70; PXMP1; PMP70/ABCD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5825
GeneID	5825
免疫原	ヒトPMP70/ABCD3 (NP_002849.1) のアミノ酸340-475に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28288
タンパク質分子量	75 kDa
配送	氷袋