

Anti-Pmpca ラビットモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa対応） - Q10713

商品番号: CM0006729

前書き

PMPCA（alpha-MPP）を標的とする高特異性ラビットモノクローナル抗体。WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。ミトコンドリア処理研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMPCA Rabbit mAb
備考/別名	CLAI; CPD3; MAS2; P-55; SCAR2; INPP5E; Alpha-MPP; PMPCA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23203
GeneID	23203
免疫原	ヒトPMPCA (NP_055975.1) のアミノ酸291-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q10713
タンパク質分子量	58 kDa
配送	アイスバッグ