


## WbおよびElisa用抗Pms1ウサギポリクローナル抗体 - P54277

商品番号: CM0015842



## 前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISA用ウサギポリクローナルPMS1抗体。遺伝性非ポリポーシス大腸がんに関連するDNAミスマッチ修復タンパク質PMS1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | PMS1ウサギpAb                                            |
| 備考／別名       | MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1                      |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 5378                                                  |
| 免疫原         | ヒトPMS1 (NP_000525.1) のアミノ酸405～619に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                               |
| SWISS       | P54277                                                |
| タンパク質分子量    | 106 kDa                                               |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                 |