


ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Pms1 ウサギポリクローナル抗体 - P54277

商品番号: CM0021482



前書き

ヒトPMS1（DNAミスマッチ修復タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、DNA修復および遺伝性非ポリポーシス大腸癌（HNPCC）の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMS1 ウサギ pAb
備考/別名	MLH2; PMSL1; hPMS1; HNPCC3; PMS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5378
GeneID	5378
免疫原	ヒトPMS1 (NP_000525.1) のアミノ酸405-619に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54277
タンパク質分子量	106kDa
輸送	保冷バッグ