


抗Pms2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P54278

商品番号: CM0025083



前書き

ミスマッチ修復エンドヌクレアーゼであるヒトPMS2を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ラットと交差反応します。がん研究やMMR研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMS2 ウサギ pAb
略号/別名	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC4; PMS2CL; PMS2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5395
GeneID	5395
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P54278
タンパク質分子量	96kDa
配送方法	氷袋梱包