


抗Pms2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa対応） - P54278

商品番号: CM0013463



前書き

ヒトPMS2ミスマッチ修復エンドヌクレアーゼを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスPMS2と交差反応します。がんおよびDNA修復研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PMS2 ウサギpAb
別名	MLH4; PMS-2; PMSL2; HNPCC4; LYNCH4; MMRC4; PMS2CL; S2
種	ヒト
GeneID	5395
免疫原	組換えタンパク質（ヒトPMS2（NP_000526.2）のアミノ酸390～670に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54278
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	保冷剤