


抗Pmvkポリクローナル抗体（Wb用） - Q15126

商品番号: CM0013370



前書き

ヒトPMVK（ホスホメバロン酸キナーゼ）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。メバロン酸経路およびコレステロール生合成研究のための主要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PMVK ウサギpAb
備考/別名	PMK; PMKA; PMKASE; POROKI; HUMPMKI; PMVK
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10654
GeneID	10654
免疫原	ヒトPMVK（NP_006547.1）のアミノ酸1～192番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15126
タンパク質分子量	22kDa
発送	氷袋