

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Pnkdラビットポリクローナル抗体 - Q8N490

商品番号: CM0029389

前書き

ヒトPNKDに対するラビットポリクローナル抗体。W B、IF/ICC、ELISAに適しています。解毒、筋肉生物学、および運動障害に関与する可能性のあるチオエステラーゼを標的とします。ヒトおよびマウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNKD Rabbit pAb
備考/エイリアス	R1; MR1; PDC; DYT8; FPD1; MR-1; BRP17; MR-1S; PKND1; PNKD1; FKSG19; TAHCCP2; KIPPI184; PNKD
種	ヒト
遺伝子ID	25953
免疫原	ヒトPNKD (NP_056303.3) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N490
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋