


Wb、Elisa用抗Pnkpウサギモノクローナル抗体 - Q96T60

商品番号: CM0006549



前書き

ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済みの抗PNKPウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。DNA修復タンパク質PNKPを標的とし、BERおよびNHEJ経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNKPウサギmAb
備考／別名	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11284
GeneID	11284
免疫原	合成ペプチド（ヒトPNKP（NP_009185.2）のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド。）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T60
タンパク質分子量	57 kDa
輸送条件	保冷バッグ