


Anti-Pnkp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q96T60

商品番号: CM0028500



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたPNKPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPNKP（DNA修復に必須の二機能性キナーゼ/ホスファターゼ）を認識します。DNA損傷修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNKP Rabbit pAb
備考/別名	PNK; AOA4; MCSZ; CMT2B2; EIEE10; PNKP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11284
免疫原	ヒトPNKP (NP_009185.2) のアミノ酸60-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96T60
タンパク質分子量	57kDa
配送	氷袋