

ウエスタンブロット、If-P、Elisa用 抗Pnlip ウサギポリクローナル抗体 - P16233

商品番号: CM0030680



前書き

ヒト腩リパーゼ (PNLIP)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタン
ブロット、IF-
P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交
差反応性あり。脂質代謝および腩機能研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PNLIP ウサギ pAb
備考/別名	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5406
GeneID	5406
免疫原	ヒトPNLIP (NP_000927.1) のアミノ酸166-465に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16233
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ