

Anti-Pnlip ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P16233

商品番号: CM0026654



前書き

ヒト腓リパーゼ（PNLIP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。脂肪消化および代謝障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNLIP Rabbit pAb
備考/別名	PL; PTL; PNLIPD; PNLIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5406
遺伝子ID	5406
免疫原	ヒトPNLIP（NP_000927.1）のアミノ酸166-465に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16233
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ