

Anti-Pnliprp2 ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P54317

商品番号: CM0015553



前書き

ヒトPNLIPRP2/PLRP2を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。脂質代謝、膵消化、および神経学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNLIPRP2 Rabbit pAb
備考/別名	PLRP2; PNLIPRP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5408
遺伝子ID	5408
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPNLIPRP2 (NP_005387.2) のアミノ酸301-470に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P54317
タンパク質分子量	52kDa
配送	アイスパック