


WbおよびElisa用 Anti-Pnma2 ポリクローナル抗体 - Q9UL42

商品番号: CM0031047



前書き

ヒトPNMA2（傍腫瘍性Ma2抗原）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。神経腫瘍学および傍腫瘍症候群の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNMA2 ウサギ pAb
別名/備考	MA2; MM2; RGAG2; PNMA2
種	ヒト
遺伝子ID	10687
免疫原	ヒトPNMA2（NP_009188.1）のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS アクセッション	Q9UL42
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ