


Wb、Elisa用 Anti-Pno1 ポリクローナル抗体 - Q9Nrx1

商品番号: CM0022410



前書き

ヒトPNO1（リボソーム生合成に関与する核内RNA結合タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、ヒトおよびラットサンプルとの交差反応性を示します。リボソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PNO1 Rabbit pAb
備考/別名	RRP20; KHRBP1; PNO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56902
免疫原	ヒトPNO1 (NP_064528.1) のアミノ酸1-252に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NRX1
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ