

ウエスタンブロット用 抗Pnpo ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Nvs9

商品番号: CM0020035



前書き

このPNPO抗体は、ウエスタンブロット、免疫蛍光、およびELISAで検証されています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ビタミンB6代謝に関する研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PNPO ウサギ pAb
備考/別名	PDXPO; HEL-S-302; PNPO
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55163
GeneID	55163
免疫原	ヒトPNPO (NP_060599.1) のアミノ酸1-261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NVS9
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ