

Wb、Elisa用抗Poc1Aポリクローナル抗体 - Q8Nbt0

商品番号: CM0029499

前書き

WBおよびELISA用のウサギ由来抗POC1Aポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。中心小体の形成と繊毛形成に関与する中心小体タンパク質POC1Aを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POC1A ウサギpAb
備考/別名	PIX2; SOFT; WDR51A; POC1A
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	25886
GeneID	25886
免疫原	組換えタンパク質（ヒトPOC1A（NP_056241.3）のアミノ酸138～407番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NBT0
タンパク質分子量	45kDa
配送方法	氷袋