

## Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ポドプラニン ウサギモノクローナル抗体 - Q62011

商品番号: CM0011384



### 前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのこのウサギモノクローナル抗体は、マウスポドプラニン（Gp38/T1a）を標的とします。リンパ管発達、癌転移、細胞遊走に関する研究に最適です。マウス特異的、約18 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | ポドプラニン ウサギ mAb                                        |
| 備考/別名       | E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha    |
| 種           | マウス                                                   |
| GeneID (ヒト) | 10630                                                 |
| GeneID      | 14726                                                 |
| 免疫原         | マウスポドプラニン（NP_034359.2）のアミノ酸21-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                             |
| 適用          | WB、IF-P、IHC-P、ELISA                                   |
| 交差反応性       | マウス                                                   |
| SWISS       | Q62011                                                |
| タンパク質分子量    | 18 kDa                                                |
| 輸送          | 氷袋                                                    |