

Anti-Podoplanin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q86YL7

商品番号: CM0021869



前書き

WB、IHC-

P、およびELISAで検証された、Podoplanin (Aggrus/Gp36)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。細胞移動、リンパ管の発生、および腫瘍生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Podoplanin Rabbit pAb
備考/別名	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10630
免疫原	ヒトPodoplanin (NP_006465.3) のアミノ酸99-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YL7
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ