


## ウェスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗ポドプラニン

### ウサギポリクローナル抗体 - Q86YL7

商品番号: CM0013473



#### 前書き

ヒトポドプラニン（PDPN、Aggrus、GP36）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。腫瘍移行、リンパ管、血小板研究用。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ポドプラニン ウサギ pAb                                                                            |
| 備考/別名      | T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T11A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26; Podoplanin |
| 種          | ヒト                                                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 10630                                                                                     |
| 遺伝子ID      | 10630                                                                                     |
| 免疫原        | ヒトポドプラニン（NP_006465.3）のアミノ酸23-131に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。                                     |
| 由来         | ウサギ                                                                                       |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                                 |
| 適用         | WB, IHC-P, ELISA                                                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                                |
| SWISS      | Q86YL7                                                                                    |
| タンパク質分子量   | 17kDa                                                                                     |
| 発送         | 保冷バッグ                                                                                     |