


抗Pof1Bウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q8Wvv4

商品番号: CM0023251



前書き

WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびラットと反応するPOF1Bウサギポリクローナル抗体。上皮単層の組織化および卵巣発達の研究に適しています。SWISS : Q8WVV4。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POF1B ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	POF; POF2B; POF1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79983
GeneID	79983
免疫原	組換えタンパク質、ヒトPOF1Bのアミノ酸330-560に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_079197.3)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8WVV4
タンパク質重量	68kDa
配送	アイスバッグ