

Anti-Pofut2 ラビットポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y2G5

商品番号: CM0017757



前書き

ヒトPOFUT2

(FUT13)に対する高品質なラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。TSR含有タンパク質のO-フコシル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POFUT2 ラビット pAb
備考/別名	FUT13; C21orf80; POFUT2
種	ヒト
GeneID	23275
免疫原	ヒトPOFUT2 (NP_056042.1) のアミノ酸240-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2G5
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバック