

ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Poglut1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nbl1

商品番号: CM0022848



前書き

ヒトPOGLUT1 (Rumi, CLP46)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差
反応性あり。Notchシグナル伝達、グリコシル化、筋
肉発達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	POGLUT1 ウサギ pAb
備考/別名	Rumi; CLP46; MDSRP; C3orf9; KTELC1; LGMD2Z; MDS010; hCLP46; KDELC1; LGMDR21; POGLUT1
種	ヒト
遺伝子ID	56983
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOGLUT1 (NP_689518.1) のアミノ酸160-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8NBL1
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ