

抗Pold1モノクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - P28340

商品番号: CM0009732



前書き

ヒトDNAポリメラーゼデルタ触媒サブユニット(POL D1)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット(WB)およびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの試料と交差反応します。DNA複製および修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLD1 ウサギmAb
備考/別名	CDC2; MDPL; POLD; CRCS10; POLD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5424
GeneID	5424
免疫原	合成ペプチド ヒトPOLD1(P28340)のアミノ酸1000～1107領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28340
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷剤