


Wb用抗Pold2ポリクローナル抗体 - P49005

商品番号: CM0030808



前書き

WBおよびELISAで実証済みのウサギ由来抗POLD2ポリクローナル抗体で、ヒトPOLD2（DNAポリメラーゼδサブユニット2）を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。DNA複製・修復研究で広く使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLD2 Rabbit pAb
備考/別名	POLD2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5425
GeneID	5425
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOLD2 (NP_006221.2) のアミノ酸120～360番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49005
タンパク質分子量	51kDa
発送	保水剤