


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Pold3ポリクローナル抗体 - Q15054

商品番号: CM0026845



前書き

POLD3 Rabbit

pAbは、DNAポリメラーゼデルタサブユニット3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能です。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。DNA複製および修復の研究用途に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLD3 Rabbit pAb
備考/別名	P66; P68; PPP1R128; POLD3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10714
GeneID	10714
免疫原	ヒトPOLD3 (NP_006582.1) のアミノ酸197-466に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15054
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋