


WbおよびElisa用Anti-Poldip2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2S7

商品番号: CM0015476



前書き

このポリクローナル抗体は、ヒトPOLDIP2を抗原としてウサギで作製され、WBおよびELISAで検証されています。42

kDaのタンパク質を認識し、マウスおよびラットのオルソログと交差反応するため、DNA修復の研究において有用なツールとなります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLDIP2 Rabbit pAb
備考/別名	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26073
遺伝子ID	26073
免疫原	ヒトPOLDIP2 (NP_056399.1) のアミノ酸250-350以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2S7
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ