

WbおよびElisa用Anti-Pole2ウサギポリクローナル抗体 - P56282

商品番号: CM0017443



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのウサギ抗POLE2ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスに反応します。DNA複製および修復に関与するDNAポリメラーゼεサブユニット2。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLE2ウサギpAb
備考／別名	DPE2; POLE2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5427
GeneID	5427
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P56282
タンパク質分子量	60kDa
輸送	保冷バッグ