

Wb、Elisa用 Anti-Pole4 ポリクローナル抗体 - Q9Nr33

商品番号: CM0026901

前書き

ヒトPOLE4（p12）を標的とするウサギポリクローナル抗体。DNAポリメラーゼεの補助サブユニット。WBおよびELISAで検証済み。DNA複製および修復研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLE4 ウサギ pAb
備考/別名	p12; YHHQ1; POLE4
種	ヒト
遺伝子ID	56655
免疫原	ヒトPOLE4（NP_063949.2）のアミノ酸1-117に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NR33
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ