

WbおよびElisa用Anti-Pole4ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr33

商品番号: CM0023859

前書き

DNA複製および修復に関与するDNAポリメラーゼイ
プシロンサブユニットであるヒトPOLE4を標的とする
ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよ
びELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応し
ます。クロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLE4 Rabbit pAb
備考/別名	POLE4; YHHQ1; p12; DNA polymerase epsilon subunit 4
種	ヒト
遺伝子ID	56655
免疫原	ヒトPOLE4 (NP_063949.2) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NR33
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ