

Anti-Polγ2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Uhn1

商品番号: CM0027994



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質な抗POLG2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットPOLG2

(Q9UHN1)、ミトコンドリアDNAポリメラーゼアクセサリサブユニットに特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLG2 Rabbit pAb
備考/別名	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11232
GeneID	11232
免疫原	ヒトPOLG2 (NP_009146.2) のアミノ酸216-485に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHN1
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋