


WbおよびElisa用Anti-Polr1Cウサギポリクローナル抗体 - O15160

商品番号: CM0014088



前書き

ヒトPOLR1C (RPAC1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。RNAポリメラーゼI/III転写、核小体機能、ならびに白質ジストロフィー関連経路の研究に有用です。

- O15160

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR1CウサギpAb
備考/別名	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9533
GeneID	9533
免疫原	組換えタンパク質；ヒトPOLR1C (NP_976035.1) のアミノ酸1～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15160
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ