


Anti-Polr1E ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q9Gzs1

商品番号: CM0013738



前書き

rRNA転写に不可欠なPol

IサブユニットであるPOLR1E (PAF53/RPA49)

を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。

WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核小体および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR1E Rabbit pAb
備考/別名	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64425
GeneID	64425
免疫原	ヒトPOLR1E (NP_071935.1) のアミノ酸1-419に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZS1
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスパック