


Anti-Polr2A (N末端) ウサギ Mab (Wb, Ip, Chip, Elisa用) - P24928

商品番号: CM0002675



前書き

WB、IP、ChIP、ELISAで検証済みの高品質なAnti-POLR2A (N末端)

ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。RNAポリメラーゼII転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2A (N末端) ウサギ mAb
備考/別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A (N末端)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5430
GeneID	5430
免疫原	ヒトPOLR2A NP_000928.1のアミノ酸550-650に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ChIP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217 kDa
配送	アイスバッグ