


Polr2Aに対するウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ip, Elisa対応） - P24928

商品番号: CM0024670



前書き

RNAポリメラーゼIIの触媒サブユニットであるヒトPOLR2A（RPB1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。転写機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2A Rabbit pAb
別名	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpIILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5430
GeneID	5430
免疫原	ヒトPOLR2A（NP_000928.1）のアミノ酸1～260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24928
タンパク質分子量	217kDa
輸送方法	氷袋