


抗Polr2Bポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P30876

商品番号: CM0030289



前書き

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済みの抗POLR2Bウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPOLR2B（134kDa）を認識します。組換え免疫原（a a 1-260）を使用。RNAポリメラーゼII転写およびクロマチン研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	POLR2B ウサギpAb
備考/別名	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5431
GeneID	5431
免疫原	ヒトPOLR2Bの1-260アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_000929.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30876
タンパク質重量	134kDa
配送	アイスパック