

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Polr2Dポリクローナル抗体 - O15514

商品番号: CM0020060



前書き

ヒトのコアRNAポリメラーゼIIサブユニットPOLR2Dを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みで、マウスと交差反応します。転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2D ウサギpAb
別名	RBP4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
種	ヒト
遺伝子ID	5433
免疫原	ヒトPOLR2D (NP_004796.1) のアミノ酸1～142番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15514
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤