

抗Polr2Dウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O15514

商品番号: CM0007287



前書き

ヒトPOLR2D（RPB4）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。RNAポリメラーゼII転写機構の研究に最適なツールです。CamelBioが提供する研究用試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2D ウサギmAb
備考/別名	RPB4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5433
GeneID	5433
免疫原	ヒトPOLR2D（NP_004796.1）のアミノ酸1-142番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15514
タンパク質分子量	16 kDa
発送	氷袋