


Wb、Elisa用 Anti-Polr2F ポリクローナル抗体 - P61218

商品番号: CM0026636



前書き

RNAポリメラーゼI、II、IIIの共通サブユニットであるPOLR2F (RPABC2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、ヒトおよびラットサンプルに反応性を示します。転写メカニズム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2F ウサギ pAb
備考/別名	RPB6; POLRF; RPB15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5435
GeneID	5435
免疫原	ヒトPOLR2F (NP_068809.1) のアミノ酸1-127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P61218
タンパク質分子量	14kDa
発送	保冷バッグ