

抗Polr2Gウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P62487

商品番号: CM0027110



前書き

ヒトRNAポリメラーゼIIサブユニットRPB7（POLR2G）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。転写およびRNAポリメラーゼIIの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2G ウサギ pAb
別名	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5436
遺伝子ID	5436
免疫原	ヒトPOLR2G（NP_002687.1）のアミノ酸1-172番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62487
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤