


Wb、Ip、Elisa用 抗Polr2H ポリクローナル抗体 - P52434

商品番号: CM0026295



前書き

POLR2H (RPB8/RPABC3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。RNAポリメラーゼ研究および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	POLR2H ウサギ pAb
備考/別名	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
種	ヒト
遺伝子ID	5437
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPOLR2H (NP_006223.2)のアミノ酸1-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52434
タンパク質分子量	17kDa
発送	アイスバッグ