


Wb、Ip、Elisa用Anti-Polr2Hポリクローナル抗体 - P52434

商品番号: CM0015474



前書き

DNA指向性RNAポリメラーゼI、II、およびIIIサブユニットRPABC3

(POLR2H)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルにおけるウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2H Rabbit pAb
備考/別名	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5437
GeneID	5437
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOLR2H (NP_006223.2) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P52434
タンパク質分子量	17kDa
配送	アイスバッグ