


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Polr2Lポリクローナル抗体 - P62875

商品番号: CM0023763



前書き

POLR2L ウサギ pAb、WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はRNAポリメラーゼサブユニットRPA BC5。転写およびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR2L ウサギ pAb
備考/別名	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5441
遺伝子ID	5441
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOLR2L (NP_066951.1) のアミノ酸1-67に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62875
タンパク質分子量	8kDa
輸送方法	氷袋