


WbおよびElisa用抗Polr3Fポリクローナル抗体 - Q9H1D9

商品番号: CM0017944



前書き

ヒトPOLR3F（RPC6、RPC39）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。36 kDaのバンドを検出し、RNAポリメラーゼIIIの研究および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR3FウサギpAb
備考／別名	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10621
GeneID	10621
免疫原	ヒトPOLR3F（NP_006457.2）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H1D9
タンパク質分子量	36 kDa
配送	保冷バッグ