


Anti-Polr3K Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y2Y1

商品番号: CM0028030



前書き

ヒトPOLR3Kを標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。転写の忠実性と自然免疫センシングに関与する重要なRNAポリメラーゼIIIサブユニットを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLR3K Rabbit pAb
備考/別名	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
種	ヒト
遺伝子ID	51728
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPOLR3K (NP_057394.3) のアミノ酸1-108に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2Y1
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋