

抗Polrmtウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - O00411

商品番号: CM0022769



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのウサギ抗POL RMTポリクローナル抗体です。ヒトおよびラットのミトコンドリアRNAポリメラーゼと反応し、ミトコンドリアの転写・複製研究を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	POLRMT Rabbit pAb
備考/別名	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5442
遺伝子ID	5442
免疫原	ヒトPOLRMT (NP_005026.3) のアミノ酸42～230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00411
タンパク質分子量	139kDa
発送	氷袋